

FICHA TÉCNICA

FILTRO HME TRAQUEOSTOMIA

C/ PUERTO O2 LATERAL INSUMA IN00002



Volumen Tidal	Resistencia	Perdida de Humedad	Conector	Material	Espacio Muerto	Peso
>75 ml	<0,2 Kpa @ 30L/min	9.0mgH2O/l @ 500 ml	15mm	Papel / Esponja	9ml	8,2g

Especificaciones:

Filtro humidificación diseñado para pacientes con traqueostomías.

Puerto de oxígeno lateral.

Puerto de succión frontal.

Eficacia de filtrado de partículas de 99.99%

Libre de látex

Certificación CE

Estéril EO

Precauciones:

Se recomienda cambiar cada 48hrs o antes de ser necesario por obstrucción.

Guardar en lugar seco y cálido.

NO usar si el sello está alterado.

Un sólo uso.

Marca:

Insuma